


Manual de carga archivos



Lab. Alan Turing




Indicaciones previas


Para cargar archivos dentro de la plataforma web del laboratorio Alan Turing previamente debe tener:

- Un usuario proporcionado por los administradores
- un correo asociado Gmail al cual se le concederá permisos para cargar archivos en el repositorio
- Tener previamente separadas las imágenes biológicas y medicas.
- crear un archivo .rar o . zip de preferencia para facilitar la carga de archivos en forma masiva(este manual brindara una breve indicación de como comprimir archivos rar o zip


COMPRIMIR ARCHIVOS



En una carpeta cualquiera donde hayan sido guardado sus archivos




Seleccionar todos los archivos a comprimir y clic derecho se desplegará un menú



Si no tenemos instalado WinRAR Windows tiene por defecto la opción de comprimir en zip


Por otro lado si tienes instalado WinRAR seleccionas la opción y se desplegará un menú

COMPRIMIR ARCHIVOS




Con la opción de comprimir zip automáticamente se genera un archivo y escogen el nombre en este ejemplo es archivos

WinRar



Marcar la opcion de Añadir al archivo



Finalmente se debe escoger un nombre y click izquierdo en aceptar



INGRESO A LA WEB



Acceder a la parte de inicio de sesión de la web



Apareceremos en esta pantalla seleccionamos el tipo de imagen



En la siguiente pantalla podremos ver las 3 opciones la que se debe seleccionar es cargar imágenes en donde puedes subir imágenes o tu archivo comprimido.